



Design Your Voice
Hakuzo

メッシュ生地 うすくて、かるい、
ソフトセルメッシュ *fit*

開腹手術後の保護、
保温、固定に
ストマ等の固定に


まるで自然体

手術後用腹帯

薄く、軽く、装着感がないような
着心地を。




簡単装着
蒸れにくい構成



メッシュ生地 うすくて、かるい、
ソフトセルメッシュ *fit*



手術後用腹帯



製品特長

- 背部はムレにくいメッシュ生地を採用。
- ベルト部分が2つ割れで、ドレーンチューブ等を外部に出しやすい構造になっています。
- フィットカットが上へズレるのを防止します。
- 脱着は面ファスナーで簡単に素早くできます。
- ソフトな伸びで、装着感が優れています。
- ガーゼ交換等の時間が短縮できます。

主な使用用途

- 開腹手術後の保護、保温、固定。
- ストマ等の固定。
- その他腹部の保護。
- 腰痛ベルトとして。

品質

メイン素材：綿 100%
伸縮素材：コットン天竺
(スパンデックス入り)
中綿：ポリエステル100%

40 △ ⊗ ⊠ ⊕

ネット使用



品番	規格	適合ウエストサイズ	包装	ケース入数	JANコード
1730133	S 1枚入	50cm～75cm	1袋	10袋×12箱	4 958286 715032
1730134	M 1枚入	68cm～88cm	1袋	10袋×12箱	4 958286 715049
1730135	L 1枚入	78cm～98cm	1袋	10袋×12箱	4 958286 715056
1730136	LL 1枚入	88cm～120cm	1袋	10袋×12箱	4 958286 715063

※詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 本社営業課 ☎06-6809-4318 | 阪神営業所 ☎078-262-1634 |
| 東京支店 ☎03-3522-6720 | 神戸営業所 ☎078-940-8975 |
| 北大阪支店 ☎072-653-4045 | 広島営業所 ☎082-849-4188 |
| 南大阪支店 ☎0721-20-2900 | 福岡営業所 ☎092-481-5921 |
| 仙台営業所 ☎022-393-7434 | 熊本営業所 ☎096-345-2253 |
| 関東営業所 ☎03-5809-4780 | 札幌駐在所 ☎011-788-8009 |
| 西東京営業所 ☎042-646-0451 | 北陸駐在所 ☎076-225-8013 |
| 名古屋支店 ☎052-769-6021 | 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925 |
| 三重営業所 ☎059-350-3844 | 沖縄駐在所 ☎098-941-5320 |
| 京都営業所 ☎075-603-4826 | |
| 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 | |