

一般医療機器

届出番号 27B2X00243000077

容器入滅菌綿球



Design Your Voice

Hakuzo

# ドライプレット®

滅菌済

Dry Puretto | Sterile Cotton Balls

薬液を直接容器に注いで使用できるEOG滅菌済カップ入り綿球です。

感染防止対策に

開封するまで清潔に保たれるので、感染防止対策にも好適です。

業務の省力化に

容器の洗浄・包装・滅菌の必要がなくなります。



## 製品特長① 持ちやすい形状



持ちやすい形状の容器となっていますので、しっかり手にフィットします。



4ポケット

3ポケット

## 製品特長② 絞りやすい形状



綿球の余分な薬液を絞る際に、押し付けやすいように角度の緩いスロープを設け、カップの溝でも絞ることができます。

## 製品特長③ 薬液使用量の削減



形に無駄のないカップ形状なので、注いだ薬液を効率よく吸収、綿球全体に浸透。薬液の入れすぎを防止します。

## 製品特長④ コンパクトに廃棄



使用後は、容器を重ねてコンパクトに廃棄することができ、廃棄コストの削減につながります。

※写真は、容器を7個重ねた状態。

# ドライプレット

## 再使用禁止

**【禁忌・禁止】**  
・再使用禁止

### 【形状、構造及び原理等】

\*\* 綿100%の脱脂綿を球状とし、カルメロースナトリウムで表面加工後に酸化エチレンガス(EOG)による滅菌を行ったものである。  
本品はカップ形状のプラスチック容器入である。

### 【使用目的又は効果】

様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる綿繊維の球状の塊をいう。

### 【使用方法等】

使用目的に応じ、滅菌容器から取り出し、適宜使用する。

### 【使用上の注意】

・重要な基本的注意

- \*\* 1)体内に留置しないこと。  
2)本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。  
3)包装開封後、速やかに使用すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法  
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。
  2. 有効期間  
本品の容器若しくは被包に記載
- \*\* [自己認証(自社データ)による(使用期限参照)]

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者  
ハクゾウメディカル株式会社  
大阪市中央区徳井町2丁目4番9号  
\*\* <http://www.hakuzo.co.jp/>  
TEL 06-6942-0451(代)

添付文書をお求めの場合は下記サイトからダウンロードいただくか、弊社営業までご連絡ください。  
<http://www.info.pmda.go.jp/>  
<http://www.hakuzo.co.jp/>

| 品番      | 種類                  | 包装         | 1梱入数 | JANコード            |
|---------|---------------------|------------|------|-------------------|
| 3041401 | No.14 1球<br>(3ポケット) | 1球/個×24個/箱 | 6箱   | 4 958286 711485 1 |
| 3041402 | No.14 2球<br>(3ポケット) | 2球/個×24個/箱 | 6箱   | 4 958286 711508 1 |
| 3041403 | No.14 3球<br>(3ポケット) | 3球/個×24個/箱 | 6箱   | 4 958286 711515 1 |
| 3041405 | No.14 5球<br>(4ポケット) | 5球/個×24個/箱 | 6箱   | 4 958286 711522 1 |
| 3042001 | No.20 1球<br>(3ポケット) | 1球/個×24個/箱 | 6箱   | 4 958286 711539 1 |
| 3042002 | No.20 2球<br>(3ポケット) | 2球/個×24個/箱 | 6箱   | 4 958286 711546 1 |
| 3042003 | No.20 3球<br>(3ポケット) | 3球/個×24個/箱 | 6箱   | 4 958286 711553 1 |

| 品番      | 種類                  | 包装         | 1梱入数 | JANコード            |
|---------|---------------------|------------|------|-------------------|
| 3042005 | No.20 5球<br>(4ポケット) | 5球/個×24個/箱 | 6箱   | 4 958286 711560 1 |
| 3042501 | No.25 1球<br>(3ポケット) | 1球/個×24個/箱 | 6箱   | 4 958286 711577 1 |
| 3042502 | No.25 2球<br>(3ポケット) | 2球/個×24個/箱 | 6箱   | 4 958286 711584 1 |
| 3042503 | No.25 3球<br>(3ポケット) | 3球/個×24個/箱 | 6箱   | 4 958286 711591 1 |
| 3042505 | No.25 5球<br>(4ポケット) | 5球/個×24個/箱 | 6箱   | 4 958286 711607 1 |
| 3043001 | No.30 1球<br>(3ポケット) | 1球/個×24個/箱 | 6箱   | 4 958286 711614 1 |
| 3043002 | No.30 2球<br>(3ポケット) | 2球/個×24個/箱 | 6箱   | 4 958286 711621 1 |
| 3043003 | No.30 3球<br>(3ポケット) | 3球/個×24個/箱 | 6箱   | 4 958286 711492 1 |

※詳細は各営業にお問い合わせください。



## ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号  
TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎ 06-6809-4318 阪神営業所 ☎ 078-262-1634  
東京支店 ☎ 03-3522-6720 神戸営業所 ☎ 078-940-8975  
北大阪支店 ☎ 072-653-4045 広島営業所 ☎ 082-849-4188  
南大阪支店 ☎ 0721-20-2900 福岡営業所 ☎ 092-481-5921  
仙台営業所 ☎ 022-393-7434 熊本営業所 ☎ 096-345-2253  
関東営業所 ☎ 03-5809-4780 札幌駐在所 ☎ 011-788-8009  
西東京営業所 ☎ 042-646-0451 北陸駐在所 ☎ 076-225-8013  
名古屋営業所 ☎ 052-769-6021 鹿児島駐在所 ☎ 099-296-1925  
三重営業所 ☎ 059-350-3844 沖縄駐在所 ☎ 098-941-5320  
京都営業所 ☎ 075-603-4826  
大阪中央営業所 ☎ 06-6943-6118