

**NEW**  
**新発売**  
 New Release!!

ヨウ素など汚れを落とすことができる清拭クロス

# ハクゾウ ハイポクロス 洗浄料

## Alcohol Free Hakuzo Cleaning Towel

**30cm × 30cm 1本入**

**未滅菌  
NON-STERILE**

- **アルコールフリータイプ**
- **1枚で広範囲の拭き取り可能**
- **ホットウォーターマーで温め可能**
- **個包装で衛生的**



**【使用目的】**

汚れ(ヨウ素など)を落とすことにより皮膚を清浄にする。

**【基 材】**

レーヨン不織布(30cm×30cm)

**【成 分】**

水、チオ硫酸Na、プロパンジオール、フェノキシエタノール、カプリリルグリコール、炭酸Na、セチルピリジニウムクロリド

**使用イメージ**



品番	規格	包装	袋サイズ(mm) 袋重量(g)	1梱入数	ケースサイズ(mm) ケース重量(kg)	JANコード
3940028	30cm×30cm	30本/袋	W135×D110×H135	12袋/ケース	W340×D310×H290	4 958286 719320
			485		6.9	

※詳細は各営業にお問い合わせください。



**ハクゾウメディカル株式会社**

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号  
 TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 本社営業課 ☎06-6809-4318   | 阪神営業所 ☎078-262-1634  |
| 東京支店 ☎03-3522-6720    | 神戸営業所 ☎078-940-8975  |
| 北大阪支店 ☎072-653-4045   | 広島営業所 ☎082-849-4188  |
| 南大阪支店 ☎0721-20-2900   | 福岡営業所 ☎092-481-5921  |
| 仙台営業所 ☎022-393-7434   | 熊本営業所 ☎096-345-2253  |
| 関東営業所 ☎03-5809-4780   | 札幌駐在所 ☎011-788-8009  |
| 西東京営業所 ☎042-646-0451  | 北陸駐在所 ☎076-225-8013  |
| 三河営業所 ☎0564-54-5447   | 愛媛駐在所 ☎0898-52-7656  |
| 三重営業所 ☎059-350-3844   | 高松駐在所 ☎087-813-7416  |
| 京都営業所 ☎075-603-4826   | 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925 |
| 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 | 沖縄駐在所 ☎098-941-5320  |

