

ハクゾウ

3点セット入り



Design Your Voice

Hakuzo

せきエチケットセット

大人用

『咳エチケット』について

- せき・くしゃみの際にはティッシュなどで口と鼻を押さえましょう。
- 口と鼻を押さえた手はよく洗いましょう。
- 使用後のマスクや消毒用アルコール綿を廃棄袋の中に入れてゴミ箱に捨てましょう。
- 症状のある人はマスクを正しく装着し、感染拡大防止に努めましょう。

廃棄袋 × 1袋

感染拡大防止のため、使用後のマスクや消毒用アルコール綿を入れてください。



医療現場で使われているサージカルマスクです。

三層構造でブロック!!

マスク × 2枚

サイズ: 165 × 90mm
ノーズフィッターと特殊構造で全面しっかりフィット



BFE

(細菌ろ過効率)

99%

試験機関:
財団法人日本化学繊維検査協会

ハクゾウAL綿ワネ

指定医薬部外品

消毒用アルコール綿 × 2袋
(8cm×8cm 4折)

(成分:消毒用エタノール76.9~81.4vol%)


手指衛生は感染対策の基本です。手指の消毒にご使用ください。

<効能・効果>

手指・皮膚の洗浄・消毒

<用法・用量>

脱脂綿を取り出して、そのまま手指又は皮膚を清拭する。



マスク装着手順

- 1 ゴムひもが付いている側を顔に当ててください。
- 2 ノーズフィッターの入っている方を上側にし鼻と頬の形に合わせて手で曲げていきます。
- 3 ノーズフィッターから手を離さずゴムひもを左右の耳にかけていきます。
- 4 最後に蛇腹を広げ、あごの下まで引っ張れば完了です。



全国マスク工業会「マスク自主基準」適合
このマスクは全国マスク工業会の「マスク自主基準」に適合しています。

品番	種類	包装	1梱入数	JANコード
1780565	大人用	1セット/袋	15袋 × 8箱	4 958286 045504



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

- 本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634
 東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975
 北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921
 仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253
 関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009
 西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013
 三河営業所 ☎0564-54-5447 愛媛駐在所 ☎0898-52-7656
 三重営業所 ☎059-350-3844 高松駐在所 ☎087-813-7416
 京都営業所 ☎075-603-4826 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925
 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 沖縄駐在所 ☎098-941-5320

ハクゾウ

3点セット入り



Design Your Voice

Hakuzo

せきエチケットセット

小児用

『咳エチケット』について

- せき・くしゃみの際にはティッシュなどで口と鼻を押さえましょう。
- 口と鼻を押さえた手はよく洗いましょう。
- 使用後のマスクや消毒用アルコール綿を廃棄袋の中に入れてゴミ箱に捨てましょう。
- 症状のある人はマスクを正しく装着し、感染拡大防止に努めましょう。

廃棄袋 × 1袋

感染拡大防止のため、使用後のマスクや消毒用アルコール綿を入れてください。



医療現場で使われているサージカルマスクです。

三層構造でブロック!!

マスク(小児用) × 2枚

サイズ:125×90mm

BFE

(細菌ろ過効率)

99%

試験機関: 財団法人日本化学繊維検査協会



ハクゾウAL綿ワネ

指定医薬部外品

消毒用アルコール綿 × 2袋


(8cm×8cm 4折)

(成分:消毒用エタノール76.9~81.4vol%)

手指衛生は感染対策の基本です。手指の消毒にご使用ください。

<効能・効果>
手指・皮膚の洗浄・消毒

<用法・用量>
脱脂綿を取り出して、そのまま手指又は皮膚を清拭する。



マスク装着手順



1 ゴムひもが付いている側を顔に当ててください。


2 ノーズフィッターの入っている方を上側にし鼻と頬の形に合わせて手で曲げていきます。

3 ノーズフィッターから手を離さずゴムひもを左右の耳にかけていきます。

4 最後に蛇腹を広げ、あごの下まで引っ張れば完了です。



全国マスク工業会「マスク自主基準」適合
このマスクは全国マスク工業会の「マスク自主基準」に適合しています。

品番	種類	包装	1 梱入数	JANコード
1780566	小児用	1セット/袋	15袋 × 8箱	 4 958286 045511



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634
 東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975
 北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921
 仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253
 関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009
 西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013
 三河営業所 ☎0564-54-5447 愛媛駐在所 ☎0898-52-7656
 三重営業所 ☎059-350-3844 高松駐在所 ☎087-813-7416
 京都営業所 ☎075-603-4826 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925
 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 沖縄駐在所 ☎098-941-5320