

医療用マスクの米国規格ASTM-F2100-19 適合

LEVEL 2



Design Your Voice  
**Hakuzo**

# シールド付 フェイスマスク CS

ゴムタイプ  
フリーサイズ  
50枚入

【液体の飛散から眼部を保護する透明シールド付フェイスマスク】



全国マスク工業会「マスク自主基準」適合  
このマスクは全国マスク工業会の「マスク自主基準」に適合しています。



## 製品DATA

バクテリア飛沫捕集効率	BFE 99%
微粒子捕集効率	PFE 99%
ウイルス飛沫捕集効率	VFE 99%
人工血液バリア性	120mmHg
圧力損失	<5.0mmH <sub>2</sub> O/cm <sup>2</sup>
可燃性	CLASS 1

ASTM LEVEL2 適合

試験機関:(一財)カケンテストセンター

## 素材

シールド部/不織布:ポリエステル/ポリプロピレン  
耳ひも部:ポリエステル、ポリウレタン  
ノーズフィッター部:ポリエチレン

## 製品特長

- シールド部は両サイドに折り目加工しており、両側面への飛散防止効果を高めています。
- マスクにはバリア性能に優れたフィルターを使用しています。
- 米国ASTM-F2100-19適合 LEVEL2のマスクです。
- シールドには曇りにくい加工を施しています。
- ゴム部分は、ラテックス素材を使用していません。
- 弊社『ラック楽ホルダー』エプロン・グローブ用に入れることができます。

品番	種類	規格	包装	小箱サイズ(mm) 小箱重量(g)	1梱入数	ケースサイズ(mm) ケース重量(kg)	JANコード
3087660	ゴムタイプ	フリー	50枚/箱	W260×D245×H75 650	8箱	W540×D260×H325 5.9	4 958286 718927

※詳細は各営業にお問い合わせください



## ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号  
TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634  
東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975  
北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188  
南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921  
仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253  
関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009  
西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013  
三河営業所 ☎0564-54-5447 愛媛駐在所 ☎0898-52-7656  
三重営業所 ☎059-350-3844 高松駐在所 ☎087-813-7416  
京都営業所 ☎075-603-4826 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925  
大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 沖縄駐在所 ☎098-941-5320