

ハクゾウ SURGICAL MASK LF

サージカルマスクLF

日本産業規格「JIS T 9001医療用マスク クラスII」適合のサージカルマスクです。



全国マスク工業会「マスク自主基準」適合
このマスクは全国マスク工業会の
「マスク自主基準」に適合しています。

【製品特長】

- 耳への負担を少なくするソフト平ゴムと優しい肌触りで快適なつけ心地です。
- 平ゴム部分はラテックスフリーです。
- JIS T 9001 医療用マスク クラスII 適合品のサージカルマスクです。
- 樹脂製ノーズフィッターを使用しているため、非金属であり、MRI室等でご使用いただけます。
- 専用ホルダーに入れることが可能です。

【素 材】

本体・フィルタ部：ポリプロピレン
耳ひも部：ポリエチレンテレフタレート、ポリウレタン
ノーズフィッター部：ポリエチレン

日本産業規格 JIS T 9001						
医療用マスク クラス II 規格適合番号 M22112011						
適合番号発行元：JHPIA						
試験項目	PFE	BFE	VFE	可燃性	血液/リニア	安全衛生
規格値	≥98%	≥98%	≥98%	(区分1)	16.0 kPa	・通気性
適合判定	○	○	○	○	○	○

PFE:微小粒子捕集効率 BFE:バクテリア飛まつ捕集効率 VFE:ウイルス飛まつ捕集効率

品 番	種 類	規 格	包 装	小箱サイズ	1箱入数	外箱サイズ	小箱重量(g)	JANコード
							外箱重量(g)	
3087530	ホワイト	レギュラーサイズ 約17.5cm×9.5cm	50枚/箱	W195mm × D100mm × H100mm	30箱	W520mm × D410mm × H320mm	195	4 958286 900704
3087531	ブルー	レギュラーサイズ 約17.5cm×9.5cm					6,850	
3087532	ピンク	レギュラーサイズ 約17.5cm×9.5cm					195	4 958286 900711
							6,850	4 958286 900728

※詳細は各営業にお問い合わせください。

ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL.06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634
東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975
北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921
仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253
関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009
西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013
三河営業所 ☎0564-54-5447 愛媛駐在所 ☎0898-52-7656
三重営業所 ☎059-350-3844 高松駐在所 ☎087-813-7416
京都営業所 ☎075-603-4826 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925
大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 沖縄駐在所 ☎098-941-5320