

そ の ま ま 使 え る

# シアワイプ1000

0.1w/v%次亜塩素酸ナトリウム液を含浸したウエットクロスです。



Design Your Voice  
**HAKUZO** Hakuzo

## 特長

- 0.1w/v% (1,000ppm) に調製した次亜塩素酸ナトリウムを使用しています。
- 取り出してすぐに使用できます。
- 未開封の状態 で 2 年間濃度を保持します。
- 腐食性の低い次亜塩素酸ナトリウムを使用しています。

## 成分

- 0.1w/v% (1,000ppm) 次亜塩素酸ナトリウム

## 基材

- 不織布
- 200 mm × 140 mm 50 枚

## 主な使用用途

- テーブル・ドアノブ・ヘッドまわりなどの洗浄・除菌
- 汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌
- 環境整備用以外には使用しないでください。

## 使用上の注意

- 子供の手に触れないようにしてください。
- 指定用途以外には使用しないでください。
- 液が目に入ったらすぐに水で洗い、異常があれば眼科を受診してください。
- 衣類等につくと脱色するので注意してください。
- 使用する時はゴム製手袋等を着用し、液剤に触れないようにしてください。
- 高温・多湿及び直射日光の当たる場所を避け、清潔な場所に保管してください。
- 金属を腐食させる場合があるので注意してください。
- 体に異常が現れた時は、使用を中止してください。
- 水洗トイレに流さないでください。

塩素系	<b>まぜるな危険</b>	この注意	● 酸性タイプの製品と一緒に使う(まぜると)有害な塩素ガスが出て危険。
			● 換気をよくして使用する。
			● お子さまの手につかないようにする。
			● 液が目に入ったらすぐに水で洗う。

品番	規格	包装	1梱入数	JANコード
3162266	200×140mm	50枚入	50個	4 958286 717999

※ 詳細は各営業にお問い合わせください。

## ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号  
TEL.06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634  
東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975  
北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188  
南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921  
仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253  
関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009  
西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013  
三河営業所 ☎0564-54-5447 愛媛駐在所 ☎0898-52-7656  
三重営業所 ☎059-350-3844 高松駐在所 ☎087-813-7416  
京都営業所 ☎075-603-4826 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925  
大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 沖縄駐在所 ☎098-941-5320