

ハクゾウ
滅菌カニューゼF

滅菌済

EOG滅菌済の16枚重ねのYカット切り込み入り不織布ガーゼです。



製品特長

- 吸水性に優れた経済的な不織布ガーゼです。毛羽立ちも少なく、リントが出ない構造になっています。
- EOG滅菌済です。

※添付文書が必要な場合はお申し出ください。

品番	種類	規格	包装	1梱入数	JANコード
1696364	1枚滅菌	7.5×7.5cm 16Ply	1枚入×60袋/箱	12箱	 4 958286 058061

※詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634
東京支店 ☎03-3522-6720 広島営業所 ☎082-849-4188
北大阪支店 ☎072-653-4045 四国営業所 ☎0875-52-6900
南大阪支店 ☎0721-20-2900 北九州営業所 ☎093-617-3911
神戸支店 ☎078-976-8901 福岡営業所 ☎092-481-5921
仙台営業所 ☎022-399-7091 熊本営業所 ☎096-345-2253
西東京営業所 ☎042-646-0451 札幌駐在所 ☎011-788-8009
三河営業所 ☎0564-54-5447 盛岡駐在所 ☎019-613-2176
三重営業所 ☎059-350-3844 北陸駐在所 ☎076-225-8013
京都営業所 ☎075-603-4826 沖縄駐在所 ☎098-941-5320
大阪中央営業所 ☎06-6943-6118