


くっつきタイ L F

LATEX
FREE

自着性伸縮ホータイ 誰でも簡単に巻くことができる
 自着性伸縮ホータイ



【基 材】
 ポリプロピレン、ポリウレタン



【特 長】

- 包帯同士がくっつくので、テープによる固定が不要、何度でも着け外しができます。
- 衣類や髪の毛にくっつく心配がありません。
- ハサミがなくても手で簡単にカットできます。
- ラテックスとアクリルを含まず安心です。
- 通気性に優れ、肌に優しい包帯です。
- 疎水性で水をはじきます。

【使用上の注意】

- 本品を使用する部位の水分を拭き取ってから使用してください。
- 創傷部に直接巻かないでください。
- 発疹・発赤・かゆみなどの症状が現れた場合は、使用を中止してください。
- 強く引っ張って巻くと血液が流れにくくなる恐れがあります。

【使用用途】 ガーゼ、パッドの被覆・固定時に

品 番	規 格	包 装	1 梱入数	JAN コード
3087821	2.5cm×伸長6.5m	1巻/袋×12袋/箱	36箱	 4 958286 718149
3087822	5.0cm×伸長6.5m		16箱	 4 958286 718156

※詳細は各営業にお問い合わせください。

ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
 TEL.06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 本社営業課 ☎06-6809-4318 | 阪神営業所 ☎078-262-1634 |
| 東京支店 ☎03-3522-6720 | 神戸営業所 ☎078-940-8975 |
| 北大阪支店 ☎072-653-4045 | 広島営業所 ☎082-849-4188 |
| 南大阪支店 ☎0721-20-2900 | 福岡営業所 ☎092-481-5921 |
| 仙台営業所 ☎022-393-7434 | 熊本営業所 ☎096-345-2253 |
| 関東営業所 ☎03-5809-4780 | 札幌駐在所 ☎011-788-8009 |
| 西東京営業所 ☎042-646-0451 | 北陸駐在所 ☎076-225-8013 |
| 三河営業所 ☎0564-54-5447 | 愛媛駐在所 ☎0898-52-7656 |
| 三重営業所 ☎059-350-3844 | 高松駐在所 ☎087-813-7416 |
| 京都営業所 ☎075-603-4826 | 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925 |
| 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 | 沖縄駐在所 ☎098-941-5320 |