

× チューブホータイ ×

滅菌ストッキネット・アール



患部全体を保護するためのチューブタイプのホータイです。



【製品特長】

- すぐ使用できるようにくるくる巻いたタイプです。
- ラテックスフリーです。(綿100%)
- EOG滅菌済です。

品番	規格	包装	1梱入数	JANコード
1052512	3号×60cm	30袋	6箱	4958286077895
1052514	3号×100cm	30袋	6箱	4958286077918
1052518	4号×100cm	10袋	8箱	4958286077956
1052519	4号×120cm	10袋	8箱	4958286077963
1052520	4号×150cm	10袋	8箱	4958286077970

品番	規格	包装	1梱入数	JANコード
1052523	5号×100cm	10袋	6箱	4958286078007
1052524	5号×120cm	10袋	6箱	4958286078014
1052525	5号×150cm	10袋	6箱	4958286078021
1052527	8号×150cm	10袋	6箱	4958286078045

※詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL: 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634
 東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975
 北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921
 仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253
 関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009
 西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013
 名古屋営業所 ☎052-769-6021 愛媛駐在所 ☎0898-52-7656
 三重営業所 ☎059-350-3844 高松駐在所 ☎087-813-7416
 京都営業所 ☎075-603-4826 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925
 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 沖縄駐在所 ☎098-941-5320