

..... 使用時期の目安

悪露が落ち着いたら

キレイなママのための
産後美容
コルセット

ママスリム

SINGLE



やさしく
なか
お腹シェイプアップ

ほどよく腹部を引き締める
ワンタッチで快適な着け心地♪

産後の リフォームケア	産後約2ヶ月
マザーベルト (骨盤まわりに)	悪露が 落ち着いたら
	Pink/White/LIGHT
ママスリム (ウエスト、お腹まわりに)	
	SINGLE やさしくタイプ
	DOUBLE しっかりタイプ

適合ウエストサイズ	
S~M	60~75cm
M~L	70~90cm
L~LL	80~105cm

MADE IN JAPAN

※使用時期は目安です。体調に合わせて着用してください。

ほどよく腹部を引き締める!ワンタッチで快適な着け心地!



装着方法



面ファスナーの方を外側にしてウエスト(肘の高さ)にコルセットの上側を合わせます。(直線になっている方を上にしてください。)

両側からしぼるようにしてコルセットを留めれば完了です。

装着のポイント

- 適切な強さと位置には個人差がございます。ご自身で最もよいと思う強さと位置でコルセットを締めてください。
- コルセットが肌に当たって痛い場合は、肌着等の上から着用してください。

やさしく引き締め

立体裁断により体型にフィットしやすくなっています。ほどよく腹部を引き締める着け心地で快適です。

かんたん装着

面ファスナーによりワンタッチで装着できます。忙しい出産後、手軽に使いたい方にオススメです。

こだわり素材

医療現場でお使いいただいている丈夫な素材で、着用時のホールド感、安定感に優れています。

製品情報

品番	品名	規格	適合ウエストサイズ	包装	JANコード
1490601	meetuu ママスリムシングル	S~M	60~75cm	1枚/箱	4 958286 705613
1490602		M~L	70~90cm	1枚/箱	4 958286 705620
1490603		L~LL	80~105cm	1枚/箱	4 958286 705637

※ 詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社 <http://www.hakuzo.co.jp/>

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号 TEL:06-6942-0451 FAX:06-6945-0539

本社営業課 TEL:06-6809-4318
東京支店 TEL:03-3522-6720
北大阪支店 TEL:072-653-4045
南大阪支店 TEL:0721-20-2900
神戸支店 TEL:078-976-8901
仙台営業所 TEL:022-399-7091
西東京営業所 TEL:042-646-0451

三河営業所 TEL:0564-54-5447
三重営業所 TEL:059-350-3844
京都営業所 TEL:075-603-4826
大阪中央営業所 TEL:06-6943-6118
阪神営業所 TEL:078-262-1634
広島営業所 TEL:082-849-4188
四国営業所 TEL:0875-52-6900

福岡営業所 TEL:092-481-5921
北九州営業所 TEL:093-617-3911
熊本営業所 TEL:096-345-2253
札幌駐在所 TEL:011-788-8009
盛岡駐在所 TEL:019-613-2176
北陸駐在所 TEL:076-225-8013
沖縄駐在所 TEL:098-941-5320