


吸引チューブなどに接続してご使用ください。

口腔内を照らしながら片手で吸引・清掃が可能

50本入

口腔ケア用
吸引スポンジ

爽快
吸いと〜るスポンジ



スターターキット
専用替えスポンジ



50本入

口腔ケア用
吸引歯ブラシ

爽快
吸いと〜る歯ブラシ

爽快
吸いと〜る歯ブラシ


こんな方におすすめ

- ✓ 口腔内が暗く見えにくいと感じている方
- ✓ 吸引チューブ・ブラシ・ライトを持ち替えるのが大変と感じている方
- ✓ 口腔ケアの際の誤嚥リスクを減らしたい方

スターターキット
専用替えブラシ



製品特長





歯茎にフィットし
使いやすい角度付き!

指先1つで吸引の
ON・OFFを簡単切替!

対応チューブサイズ:内径5~7mm
※吸引チューブは別売りです。

point
1

超高輝度ライト



口腔内の細部まで光が届く

- ・薄暗い口腔内を明るく照らす、超高輝度ライト採用！
- ・口腔内の細部まで光が届くので**汚れの取り残し・出血見逃し予防**に繋がる。

point
2

極ふわ歯ブラシ




粘膜や歯茎にやさしい

- ・舌ブラシに使われるような**太さ約 0.076 mm**の柔らかい毛を使用し、口腔内のあたりがやさしい
- ・柔らかく極細毛が密集した贅沢なブラシ！コンパクトなヘッドだから口腔内に入りやすい

point
3

小さめスポンジ



お口の奥まで入りやすい

- ・開口困難な方にも適した**小さめヘッド&丸い先端**で口腔内に入りやすい
- ・両面の**ギザギザ形状&密度高め**のスポンジで汚れをしっかりと取り除ける

品名	品番	規格	1梱入数	JANコード
ピカッと爽快吸いと～るスポンジ	3118065	50 本入	300 本 (50本/箱×6)	 4 958286 719917
ピカッと爽快吸いと～る歯ブラシ	3118066	50 本入	300 本 (50本/箱×6)	 4 958286 719924



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634
 東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975
 北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921
 仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253
 関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009
 西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013
 名古屋営業所 ☎052-769-6021 愛媛駐在所 ☎0898-52-7656
 三重営業所 ☎059-350-3844 高松駐在所 ☎087-813-7416
 京都営業所 ☎075-603-4826 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925
 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 沖縄駐在所 ☎098-941-5320