


吸引チューブなどに接続してご使用ください。

口腔内を照らしながら片手で吸引・清掃が可能



50 本入

口腔ケア用  
吸引スポンジ

爽快

吸いと〜るスポンジ

スターターキット  
専用替えスポンジ



50 本入

口腔ケア用  
吸引歯ブラシ

爽快

吸いと〜る歯ブラシ


スターターキット  
専用替え歯ブラシ



こんな方におすすめ

- ✓ 口腔内が暗く見えにくいと感じている方
- ✓ 吸引チューブ・ブラシ・ライトを持ち替えるのが大変と感じている方
- ✓ 口腔ケアの際の誤嚥リスクを減らしたい方

## 製品特長




歯茎にフィットし  
使いやすい角度付き！

指先 1つで吸引の  
ON・OFF を簡単切替！

対応チューブサイズ:内径5〜7mm  
※吸引チューブは別売りです。


point  
1

## 超高輝度ライト



口腔内の細部まで光が届く

- ・薄暗い口腔内を明るく照らす、超高輝度ライト採用！
- ・口腔内の細部まで光が届くので**汚れの取り残し・出血見逃し予防**に繋がる。



point  
2

## 極ふわ歯ブラシ




粘膜や歯茎にやさしい

- ・舌ブラシに使われるような**太さ約 0.076 mm**の柔らかい毛を使用し、口腔内のあたりがやさしい
- ・柔らかく極細毛が密集した贅沢なブラシ！コンパクトなヘッドだから口腔内に入りやすい

point  
3

## 小さめスポンジ



お口の奥まで入りやすい

- ・開口困難な方にも適した**小さめヘッド&丸い先端**で口腔内に入りやすい
- ・両面の**ギザギザ形状&密度高め**のスポンジで汚れをしっかりかき取れる

| 品名              | 品番      | 規格    | 1梱入数                 | JANコード                                                                                                   |
|-----------------|---------|-------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ピカッと爽快吸いと～るスポンジ | 3118065 | 50 本入 | 300 本<br>(50 本/箱 ×6) | <br>4 958286 719917 |
| ピカッと爽快吸いと～る歯ブラシ | 3118066 | 50 本入 | 300 本<br>(50 本/箱 ×6) | <br>4 958286 719924 |



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号  
TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318  
東京支店 ☎03-3522-6720  
北大阪支店 ☎072-653-4045  
南大阪支店 ☎0721-20-2900  
仙台営業所 ☎022-393-7434  
関東営業所 ☎03-5809-4780  
西東京営業所 ☎042-646-0451  
名古屋営業所 ☎052-769-6021  
三重営業所 ☎059-350-3844  
京都営業所 ☎075-603-4826  
大阪中央営業所 ☎06-6943-6118

阪神営業所 ☎078-262-1634  
神戸営業所 ☎078-940-8975  
広島営業所 ☎082-849-4188  
福岡営業所 ☎092-481-5921  
熊本営業所 ☎096-345-2253  
札幌駐在所 ☎011-788-8009  
北陸駐在所 ☎076-225-8013  
鹿児島駐在所 ☎099-296-1925  
沖縄駐在所 ☎098-941-5320