



Design Your Voice  
**Hakuzo**

日本国内縫製品

# 素肌にやさしい ワンタッチ腹帯

開腹手術後の保護、  
保温、固定に  
ストマ等の固定に


晒木綿使用

まるで自然体


# 手術後用腹帯

身体にフィット、  
素肌にやさしい着心地を。

伸縮自在機能



簡単装着  
蒸れにくい構成



ハクゾウメディカル株式会社

晒木綿使用


素肌にやさしい

# ワンタッチ腹帯



# 手術後用腹帯

【表面】



## 製品特長

- かぶれやムレが少なく、肌触りが快適です。
- 身体に的確にフィットし、ズレにくくなっています。
- 適度な伸縮性で、創部への圧迫を軽減します。

## 使用方法

- 装着時、表裏に注意してご使用ください。(詳しくは上記図をご参照ください。)
- 晒生地が綴じている側を上にご使用ください。

## 主な使用用途

- 開腹手術後の保護、保温、固定。
- ガーゼ等の固定。
- ストマ等の固定。
- その他腹部の保護。

**品質**

メイン素材：綿 100%  
伸縮素材：レーヨン、ポリウレタン

ネット使用



品番	規格	適合ウエストサイズ	包装	ケース入数	JANコード
1730130	レギュラー (31×140cm)	75cm～100cm	1枚	30枚/ケース	 4 958286 715230
1730131	S (31×120cm)	55cm～80cm	1枚	30枚/ケース	 4 958286 715247
1730132	ハーフS (17×120cm)	55cm～80cm	1枚	30枚/ケース	 4 958286 715254

※詳細は各営業にお問い合わせください。



## ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号  
TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| 本社営業課 ☎06-6809-4318   | 神戸営業所 ☎078-940-8975 |
| 東京支店 ☎03-3522-6720    | 広島営業所 ☎082-849-4188 |
| 北大阪支店 ☎072-653-4045   | 福岡営業所 ☎092-481-5921 |
| 南大阪支店 ☎0721-20-2900   | 熊本営業所 ☎096-345-2253 |
| 仙台営業所 ☎022-393-7434   | 札幌駐在所 ☎011-788-8009 |
| 関東営業所 ☎03-5809-4780   | 盛岡駐在所 ☎019-613-2176 |
| 西東京営業所 ☎042-646-0451  | 北陸駐在所 ☎076-225-8013 |
| 三河営業所 ☎0564-54-5447   | 松山駐在所 ☎089-994-8649 |
| 三重営業所 ☎059-350-3844   | 高松駐在所 ☎087-813-7416 |
| 京都営業所 ☎075-603-4826   | 山陰駐在所 ☎0859-30-2193 |
| 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 | 沖縄駐在所 ☎098-941-5320 |
| 阪神営業所 ☎078-262-1634   |                     |