



Design Your Voice  
**Hakuzo**

メッシュ生地 うすくて、かるい、  
ソフトセルメッシュ *fit*

開腹手術後の保護、  
保温、固定に  
ストマ等の固定に


*まるで自然体*

薄く、軽く、装着感がないような  
着心地を。

# 手術後 用腹帯




簡単装着  
蒸れにくい構成



メッシュ生地 うすくて、かるい、  
ソフトセルメッシュ *fit*



# 手術後用腹帯



### 製品特長

- 背部はムレにくいメッシュ生地を採用。
- ベルト部分が2つ割れで、ドレーンチューブ等を外部に出しやすい構造になっています。
- フィットカットが上へズレるのを防止します。
- 脱着は面ファスナーで簡単に素早くできます。
- ソフトな伸びで、装着感が優れています。
- ガーゼ交換等の時間が短縮できます。

### 主な使用用途

- 開腹手術後の保護、保温、固定。
- ストマ等の固定。
- その他腹部の保護。
- 腰痛ベルトとして。

**品質**

メイン素材：綿 100%  
伸縮素材：コットン天竺  
(スパンデックス入り)  
中綿：ポリエステル100%

ネット使用



品番	規格	適合ウエストサイズ	包装	ケース入数	JANコード
1730133	S 1枚入	50cm～75cm	1袋	10袋×12パック	4 958286 715032
1730134	M 1枚入	68cm～88cm	1袋	10袋×12パック	4 958286 715049
1730135	L 1枚入	78cm～98cm	1袋	10袋×12パック	4 958286 715056
1730136	LL 1枚入	88cm～120cm	1袋	10袋×12パック	4 958286 715063

※詳細は各営業にお問い合わせください。



## ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号  
TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 神戸営業所 ☎078-940-8975  
 東京支店 ☎03-3522-6720 広島営業所 ☎082-849-4188  
 北大阪支店 ☎072-653-4045 福岡営業所 ☎092-481-5921  
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 熊本営業所 ☎096-345-2253  
 仙台営業所 ☎022-393-7434 札幌駐在所 ☎011-788-8009  
 関東営業所 ☎03-5809-4780 盛岡駐在所 ☎019-613-2176  
 西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013  
 三河営業所 ☎0564-54-5447 松山駐在所 ☎089-994-8649  
 三重営業所 ☎059-350-3844 高松駐在所 ☎087-813-7416  
 京都営業所 ☎075-603-4826 山陰駐在所 ☎0859-30-2193  
 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 沖縄駐在所 ☎098-941-5320  
 阪神営業所 ☎078-262-1634