

2025 年 9 月

お得意先各位

ハクゾウメディカル株式会社
本社 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

『シールド付フェイスマスクCS』仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

『シールド付フェイスマスクCS』につきまして、日本産業規格「JIS T9001医療用マスククラスⅡ」適合商品でしたが上位規格の「JIS T9001医療用マスククラスⅢ」適合審査を通過致しました。これにより、従来以上に高い安全性・信頼性を有する製品としてご提供できる運びとなりました。お客様により分かりやすくご認識いただけるよう、表示およびデザイン変更させていただく事になりましたのでご案内申し上げます。

本変更に伴い、貴院並びに関係部署の方々にはご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご容赦賜りますようお願い申し上げます。今後も更なるサービスの向上と医療に役立つ製品の供給に努めてまいりますので、これからもハクゾウ製品のご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

【対象製品】

(シールド付フェイスマスクCS)

品番	規格	包装	1 梱入数	JAN コード
3087660	50 枚入 ゴムタイプ	50 枚/箱	8 箱	4958286718927

【変更内容】

- ・ JIS T9001 医療用マスククラスⅡ→クラスⅢ
- ・ 内箱デザイン
- ・ 外ケース表示内容調整

※品番、品名、JAN コード等のその他製品仕様につきましては変更ございません。

※在庫が無くなり次第、順次切り替えさせていただきます。

※ご不明な点がございましたら、弊社営業担当までお問い合わせください。

以 上

【別紙】

現行品

変更品

内
箱

日本産業規格 JIS T 9001						
医療用マスク クラスⅡ 規格適合番号 M22403006						
適合番号発行元: JHPIA						
試験項目	PFE	BFE	VFE	可燃性	血液バリア	安全衛生
規格値	≥98%	≥98%	≥98%	(区分1)	16.0 kPa	・通気性
適合判定	○	○	○	○	○	○

PFE:微小粒子捕集効率 BFE:バクテリア飛まつ捕集効率 VFE:ウイルス飛まつ捕集効率

日本産業規格 JIS T 9001						
医療用マスク クラスⅢ 規格適合番号 M32508001						
適合番号発行元: JHPIA						
試験項目	PFE	BFE	VFE	可燃性	血液バリア	安全衛生
規格値	≥98%	≥98%	≥98%	(区分1)	21.3 kPa	・通気性
適合判定	○	○	○	○	○	○

PFE:微小粒子捕集効率 BFE:バクテリア飛まつ捕集効率 VFE:ウイルス飛まつ捕集効率

シールド付き医療用マスク クラスⅡ		医療機関用
(一社) 日本衛生材料工業連合会自主基準による表示		
品 名	マスク(シールド付フェイスマスクCS)	
素 材	●シールド部 : ポリエステル ●不織布 : ポリプロピレン ●ノーズフィッター部 : ポリエチレン ●耳ひも部 : ポリエステル、ポリウレタン	
入 数	50枚	
販 売 者 名	ハクゾウメディカル株式会社 〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号 お客様相談窓口 0120-50-0451	
梱包材の材質	箱:紙	

シールド付き医療用マスク クラスⅢ		医療機関用
(一社) 日本衛生材料工業連合会自主基準による表示		
品 名	マスク(シールド付フェイスマスクCS)	
素 材	●シールド部 : ポリエステル ●不織布 : ポリプロピレン ●ノーズフィッター部 : ポリエチレン ●耳ひも部 : ポリエステル、ポリウレタン	
入 数	50枚	
販 売 者 名	ハクゾウメディカル株式会社 〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号 お客様相談窓口 0120-50-0451	
梱包材の材質	箱:紙	

外
ケ
ー
ス