

2025 年 11 月

お得意様各位

ハクゾウメディカル株式会社
本社 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

『ハクゾウ環境クロス V ロック 300(大判)』仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、『ハクゾウ環境クロス V ロック 300(大判)』につきまして、仕様変更させていただく事になりましたのでご案内申し上げます。

本変更に伴い、貴院並びに関係部署の方々にはご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご容赦賜りますようお願い申し上げます。弊社といたしましては、今後も更なるサービスの向上と医療に役立つ製品の供給に努めてまいりますので、これからもハクゾウ製品のご愛顧を賜りますよう、宜しく願い申し上げます。

謹白

記

【対象製品】

品番	品名	規格	包装	1 梱入数	JAN コード
3394063	ハクゾウ環境クロス V ロック 300(大判) 容器入	150×300 300 枚	—	4 個	4958286601182
3394064	ハクゾウ環境クロス V ロック 300(大判) 詰替え	150×300 300 枚	—	6 個	4958286601199

【変更内容】

- ・キャップの中栓の変更 シリコン → PP

	現行品	変更品
キャップ部		

※在庫が無くなり次第、順次切り替えさせていただきます。

※ご不明な点がございましたら、弊社営業担当までお問い合わせください。

以 上