

2026 年 1 月

お得意先各位

ハクゾウメディカル株式会社
本社 大阪市中央区徳井町 2 丁目 4 番 9 号

『ハクゾウ環境クロス V ロック 特大・厚手』仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、『ハクゾウ環境クロス V ロック 特大・厚手』につきまして、仕様変更させていただく事になりましたのでご案内申し上げます。

本変更に伴い、貴院並びに関係部署の方々にはご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご容赦賜りますようお願い申し上げます。弊社といたしましては、今後も更なるサービスの向上と医療に役立つ製品の供給に努めてまいりますので、これからもハクゾウ製品のご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

【対象製品】




品番	品名	規格	包装	1 梱入数	JAN コード
3394075	ハクゾウ環境クロス V ロック 特大・厚手	400×300 20 枚入	—	12 個	4958286705521



【変更品】

品番	品名	規格	包装	1 梱入数	JAN コード
3394076	ハクゾウ環境クロス V ロック 特大・厚手	300×400mm 15 枚入	—	18 個	4958286721408

【変更内容】

	現行品	変更品	変更品ラベル
不織布			

- ・枚数とケース入数の変更 20 枚入→ 15 枚入 12 個→ 18 個
- ・フラップラベルを統一感のあるデザインに変更
- ・不織布の変更 メッシュタイプ→ ダイアドット柄
- ・不織布の目付が上がり薬液量が増えます。

※在庫が無くなり次第、順次切り替えさせていただきます。

※ご不明な点がございましたら、弊社営業担当までお問い合わせください。

以 上