

環境除菌用ウエットクロス



Design Your Voice

Hakuzo

エレファウエット®クロス80 **プラス**

150mm×300mm 大判 250枚入

80 vol%
エタノール
含浸

80% エタノールを含浸した
酸性タイプの環境除菌用ウエットクロス

成分：80vol%エタノール、イソプロパノール、リン酸、水
サイズ：150mm×300mm
基 材：レーヨン不織布

火気厳禁



大判容器入 (250 枚)



大判詰替用 (250 枚)

製品特長

- 80vol% エタノールを含浸しています。
- 酸性タイプの液剤で、幅広い汚染物の除去効果を発揮します。
- 150mm×300mm の不織布を使用していますので、広範囲の洗浄・除菌に好適です。

使用用途

- テーブル・ドアノブ・ベットまわりなどの洗浄・除菌
- 汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌

品番	規格	包装	1梱入数	JANコード
2600197	大判容器入 150mm×300mm	250枚/個	4個	 4 958286 079431
2600198	大判詰替用 150mm×300mm	250枚/個	6個	 4 958286 079448

※詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634
東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975
北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921
仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253
関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009
西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013
名古屋支店 ☎052-769-6021 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925
三重営業所 ☎059-350-3844 沖縄駐在所 ☎098-941-5320
京都営業所 ☎075-603-4826
大阪中央営業所 ☎06-6943-6118