

医療機関用



# シールド付 フェイスマスクCS

フリーサイズ

50枚入

ゴムタイプ

FACE MASK WITH PLASTIC SHIELD

[液体の飛散から眼部を保護する透明シールド付フェイスマスク]

日本産業規格「JIS T9001医療用マスククラスIII」適合の透明フィルム付マスクです。

日本産業規格 JIS T 9001						
医療用マスク クラス III 規格適合番号 M32508001						
適合番号発行元: JHPIA						
試験項目	PFE	BFE	VFE	可燃性	血液バリア	安全衛生
規格値	≥98%	≥98%	≥98%	(区分1)	21.3 kPa	・通気性
適合判定	○	○	○	○	○	○



全国マスク工業会「マスク自主基準」適合  
このマスクは全国マスク工業会の「マスク自主基準」に  
適合しています。

PFE:微小粒子捕集効率 BFE:バクテリア飛まつ捕集効率 VFE:ウイルス飛まつ捕集効率  
※シールド性能を審査したものではありません



## 製品特長

- シールド部は両サイドに折り目加工しており、両側面への飛散防止効果を高めています。
- マスクにはバリア性能に優れたフィルターを使用しています。
- シールドには曇りにくい加工を施しています。
- ゴム部分は、ラテックス素材を使用していません。
- 弊社『ラック楽ホルダー』エプロン・グローブ用に入れることができます。

## 素材

シールド部/不織布:ポリエステル/ポリプロピレン  
耳ひも部:ポリエステル、ポリウレタン  
ノーズフィッター部:ポリエチレン

品番	種類	規格	包装	小箱サイズ(mm) 小箱重量(g)	1梱入数	ケースサイズ(mm) ケース重量(kg)	JANコード
3087660	ゴムタイプ	フリー	50枚/箱	W260×D245×H75	8箱	W540×D260×H325	4 958286 718927
				650		5.9	

※詳細は各営業にお問い合わせください



## ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号  
TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

コンシューマ課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634  
 東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975  
 北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188  
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921  
 仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253  
 関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009  
 西東京営業所 ☎042-646-0451 沖縄駐在所 ☎098-941-5320  
 名古屋支店 ☎052-769-6021  
 三重営業所 ☎059-350-3844  
 京都営業所 ☎075-603-4826  
 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118