

ハクゾウ 滅菌バッグロール

AC・EOG滅菌両用



特長

(※当製品はAC・EOG以外の滅菌にはご使用できません。)

- HSシリーズは、イージーピールを重視した設計です。
- HSGシリーズは、ガゼットタイプでヒートシール性に優れた設計です。
- フィルムは5cmごとにカットラインが入っているので、使用の際便利です。
- ピール性が良くキレイに開封できるので、紙粉が飛散しにくいです。
- ご希望の長さでのカットシールのご注文も承ります。

インジケータ

※イラストは参考イメージです。
インジケータは紙側にあります。

AC滅菌前



EOG滅菌前



AC滅菌後



EOG滅菌後



品番	種類	規格	包装	1梱入数	JANコード
3000910	HS-50	50mm×200m	1箱	6箱	4 958286 716077
3000911	HS-70	70mm×200m	1箱	5箱	4 958286 716084
3000912	HS-100	100mm×200m	1箱	4箱	4 958286 716091
3000913	HS-150	150mm×200m	1箱	3箱	4 958286 716107
3000914	HS-200	200mm×200m	1箱	2箱	4 958286 716114
3000915	HS-240	240mm×200m	1箱	2箱	4 958286 716121
3000916	HS-300	300mm×100m	1ケース	1箱	4 958286 716138
3000917	HS-350	350mm×100m	1ケース	1箱	4 958286 716145

品番	種類	規格	包装	1梱入数	JANコード
3000918	HSG-200	200mm×60mm×100m	1箱	4箱	4 958286 716152
3000919	HSG-235	235mm×60mm×100m	1箱	2箱	4 958286 716169
3000920	HSG-320	320mm×80mm×100m	1箱	2箱	4 958286 716176

※詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634
 東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975
 北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921
 仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253
 関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009
 西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013
 名古屋支店 ☎052-769-6021 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925
 三重営業所 ☎059-350-3844 沖縄駐在所 ☎098-941-5320
 京都営業所 ☎075-603-4826
 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118