

ハクゾウアイソレーションガウンRF

汚染リスクが広範囲の際に、感染伝播を防ぐための Disposable ガウンです。



※写真は製品見本となります。

特長

- 医療従事者をはじめ、面会に来られた人が着用する予防衣など幅広くご使用頂けます。
- SMS タイプの不織布の採用により、スパンボンド一層タイプの不織布と比較しよりバリア性に優れています。
- 通気性・撥水性に優れています。
- 長時間の着用に適しています。

材質

- 本体：不織布SMS / 袖 □：ポリエステル

品番	規格	包装	1梱入数	JANコード
3087635	ブルー・フリー	10枚 / 袋	10袋	4 958286 718538

※詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318
 東京支店 ☎03-3522-6720
 北大阪支店 ☎072-653-4045
 南大阪支店 ☎0721-20-2900
 仙台営業所 ☎022-393-7434
 関東営業所 ☎03-5809-4780
 西東京営業所 ☎042-646-0451
 名古屋支店 ☎052-769-6021
 三重営業所 ☎059-350-3844
 京都営業所 ☎075-603-4826
 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118
 阪神営業所 ☎078-262-1634
 神戸営業所 ☎078-940-8975
 広島営業所 ☎082-849-4188
 福岡営業所 ☎092-481-5921
 熊本営業所 ☎096-345-2253
 札幌駐在所 ☎011-788-8009
 北陸駐在所 ☎076-225-8013
 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925
 沖縄駐在所 ☎098-941-5320