



フリーサイズ

ハクゾ ディスポーザブルキャップ N

髪の毛の脱落等を防ぐ為のキャップです

100枚入

ブルー



(専用ホルダー取り付けイメージ)

【製品特長】

- スティック状の蛇腹型でサッと広げてかぶることができ、伸縮性が高く装着性に優れています。
- 蛇腹型なのでサイズ調整が容易です。
- 専用ホルダーに入れることが可能です。
(※ホルダーはグローブ・エプロン用をご使用ください。)

材質：ポリプロピレン

【使用用途】

- ICU、オペ室、器具の洗浄時
- マキシマルバリアアプリケーション時
- 調剤時 など



品番	規格	包装	1梱入数	JANコード
3087601	ブルー	100枚/箱	20箱	 4 958286 706719

※詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634
 東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975
 北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921
 仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253
 関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009
 西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013
 名古屋支店 ☎052-769-6021 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925
 三重営業所 ☎059-350-3844 沖縄駐在所 ☎098-941-5320
 京都営業所 ☎075-603-4826
 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118