

医療機関用



Design Your Voice

Hakuzo

シールド付 フェイスマスク CE

FACE MASK WITH PLASTIC SHIELD

ゴムタイプ

フリーサイズ

50枚入

[液体の飛散から眼部を保護する透明シールド付フェイスマスク]

日本産業規格「JIS T9001医療用マスククラスIII」適合の透明フィルム付マスクです。

日本産業規格 JIS T 9001						
医療用マスククラス III 規格適合番号 M32407002						
適合番号発行元: JHPIA						
試験項目	PFE	BFE	VFE	可燃性	血液バリア	安全衛生
規格値	≥98%	≥98%	≥98%	(区分1)	21.3 kPa	・通気性
適合判定	○	○	○	○	○	○

PFE:微小粒子捕集効率 BFE:バクテリア飛まつ捕集効率 VFE:ウイルス飛まつ捕集効率
※シールド性能を審査したものではありません



全国マスク工業会「マスク自主基準」適合
このマスクは全国マスク工業会の「マスク自主基準」に適合しています。



製品特長

- 飛散物から目・鼻・口などの顔面を防護します。
- マスクにはバリア性能に優れたフィルターを使用しています。
- シールドには曇りにくい加工を施しています。
- 弊社製品『ラック楽ホルダー』エプロン・グローブ用に入れることができます。

品番	種類・規格	入数	1梱入数	JANコード
3087651	ゴムタイプ/フリー (※ラテックスフリー)	50枚/箱	8箱	4 958286 063744

※詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634
 東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975
 北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921
 仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253
 関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009
 西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013
 名古屋支店 ☎052-769-6021 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925
 三重営業所 ☎059-350-3844 沖縄駐在所 ☎098-941-5320
 京都営業所 ☎075-603-4826
 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118