



Design Your Voice

Hakuzo

食品衛生法規格基準適合品

ラテックスフリー

未滅菌

HAKUZO パウダーフリー

NITRILE GLOVES ES

200枚入

ハクゾウ ニトリルグローブ

耐薬剤性、伸縮性に優れ、
手にフィットするニトリルグローブ。

ラテックスフリー素材を使用。
ラテックスアレルギーの方にも
安心してご使用頂けます。



ハクゾウメディカル株式会社

HAKUZO パウダーフリー NITRILEGLOVES ES

ハクゾウ ニトリルグローブ

製品特長

- 優れた伸縮性で手にしっかりフィットします。
- テープがくっつきにくく、指先に滑り止め加工を施していますので、作業性に優れています。
- ラテックスフリー素材なので、ラテックスアレルギーの方にも安心してご使用頂けます。
- 薬剤に対するバリア性に優れています。
- パウダーフリー加工により、パウダー飛散による汚染リスクがなく衛生的です。



寸法

材質 ●ニトリルゴム

サイズ	全長	掌の幅
XS	240mm ±10mm	75mm ±5mm
S	240mm ±10mm	85mm ±5mm
M	240mm ±10mm	95mm ±5mm
L	240mm ±10mm	110mm ±5mm

品質基準

ピンホール	AQL1.5
-------	--------

化学療法剤透過試験

ハクゾウニトリルグローブESは、以下の濃度の薬剤において浸透試験が『ASTM D 6978-05』の基準により実施されています。

試験法	薬剤名	濃度	透過時間
ASTM D 6978-05	メトレキサート	25.0mg/ml (25,000 ppm)	240分まで浸透せず
	シスプラチン	1.0mg/ml (1,000ppm)	
	シクロホスファミド	20.0mg/ml (20,000ppm)	
	ダカルバジン(DTIC)	10.0mg/ml (10,000ppm)	
	塩酸ドキシソルビシン	2.0mg/ml (2,000ppm)	
	エトポシド	20.0mg/ml (20,000ppm)	
	5-フルオロウラシル	50.0mg/ml (50,000ppm)	
	パクリタキセル	6.0mg/ml (6,000ppm)	
	硫酸ビンクリスチン	1.0mg/ml (1,000ppm)	
	マイトマイシンC	0.5mg/ml (500ppm)	

耐薬品性試験

ハクゾウニトリルグローブESは、水酸化ナトリウムにおいて浸透試験が『EN374-3』の基準により実施されています。

試験法	薬剤名	濃度	透過時間
EN374-3:2003	水酸化ナトリウム	40%	480分まで浸透せず

装着手順



脱着手順



※詳細は各営業にお問い合わせください。

品番	種類	包装	1梱入数	JANコード
3024075	XS	200枚	16箱	4 958286 721163
3024076	S	200枚	16箱	4 958286 721170

品番	種類	包装	1梱入数	JANコード
3024077	M	200枚	16箱	4 958286 721187
3024078	L	200枚	16箱	4 958286 721194



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

- | | |
|--|---|
| ソリューション課 ☎06-6809-4318
東京支店 ☎03-3522-6720
北大阪支店 ☎072-653-4045
南大阪支店 ☎0721-20-2900
仙台営業所 ☎022-393-7434
関東営業所 ☎03-5809-4780
西東京営業所 ☎042-646-0451
名古屋支店 ☎052-769-6021
三重営業所 ☎059-350-3844
京都営業所 ☎075-603-4826
大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 | 阪神営業所 ☎078-262-1634
神戸営業所 ☎078-940-8975
広島営業所 ☎082-849-4188
福岡営業所 ☎092-481-5921
熊本営業所 ☎096-345-2253
札幌駐在所 ☎011-788-8009
沖縄駐在所 ☎098-941-5320 |
|--|---|