

環境クросを

いつでも手が届く場所に。




HAKUZO ハクゾウウエットクロスホルダー WET CLOTH HOLDER

ハクゾウ環境除菌用ウエットクロス専用のホルダーです。

ハクゾウメディカル株式会社

製品詳細

ハクゾウ環境除菌用ウェットクロス専用のホルダーです。手すり、ベッド柵、電子カルテカートなどに掛けてご使用いただけます。




●製品サイズ：13×18.5cm

●素材：PP 製

(エタノール、次亜塩素酸ナトリウム、第四級アンモニウム塩で清拭可能)

※直径もしくは幅が 2.5cm 以内のポール、手すり等であれば設置可能です。

※微細な凸凹がありますが、これは成形工程で金型に樹脂を注入する部分であり、品質不良ではありません。



設置する際は、製品の上下を逆にして設置してください。

01

ウェットクロス製品を挟むだけの簡単装着

袋ごとセットできるため、交換・補充もスムーズ。日々の環境整備を効率化します。

02

クロスの残量が少なくなっても落ちにくい安心設計

ホルダーのクリップでしっかり保持し、クロスの残量が少なくなっても安定して使用できます。

03

ずれにくく、安定して設置できる形状

上部バーが環境クロスのフタ部分にフィットし、使用時のズレや落下を軽減。手すり周りでも安定してご使用いただけます。

しっかり固定！
出し入れスムーズ！



ハクゾウ環境除菌用ウェットクロスシリーズに対応！



Vロック 80 枚入

Vロック 60 枚入

Wブロック NEO
60 枚入

Wブロック NEO
30 枚入

ペルシールクリーン

ハイドロシール
クリーン

そのまま使える
ジアワイプ 1000

※『エレファウエットクロス 80 20 枚入』と『トイレに流せる V ロック』はご使用いただけません。

品番	規格	入数	1 梱入数	JAN コード
1850832	1 個 / 袋	8 袋 / 箱	12 箱 / ケース	 4 958286 721378



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

コンシューマー課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634
 東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975
 北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921
 仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253
 関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009
 西東京営業所 ☎042-646-0451 沖縄駐在所 ☎098-941-5320
 名古屋支店 ☎052-769-6021
 三重営業所 ☎059-350-3844
 京都営業所 ☎075-603-4826
 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118