



Design Your Voice

Hakuzo

環境整備用ドライ不織布

— Dry Disinfectant Wipes —

不織布タイプ

サイズ:20cm×30cm
ハクゾウ **フキトール** 20枚入

薬液を注ぐだけでウエットタオルとして使用できます



製品
特長

- 薬液を注ぐだけで、環境整備用のウエットタオルとしてご使用頂けます。(薬液注入量の目安は、約300mLとなります。)
 - 【調製者】・【薬剤名】・【注入日】・【使用期限】の記入欄を設けています。
- ※ 次亜塩素酸ナトリウムを注いで使用される場合は、薬剤の安定性や不織布の劣化の問題からお早めにご使用ください。

【記入欄】

調製者	
薬剤名	
注入日	月 日 時
使用期限	月 日 時

(サイズ:20cm×30cm) 素材:レーヨン

【使用方法】

- ① 薬液を入れる場合は、シール口を剥がし薬液を注いでください。
- ② シール口を開けて、一枚ずつ取り出して使用してください。
- ③ ご使用後は、シール口を閉めてください。

【使用上の注意】

- 水洗トイレには流さないでください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 高温、湿度の高い場所及び直射日光を避け、清潔な場所に保管してください。

品番	サイズ	包装	1梱入数	JANコード
3940023	200mm×300mm	20枚/個	48個/ケース	 4 958286 713373

※詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634
 東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975
 北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921
 仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253
 関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009
 西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013
 名古屋支店 ☎052-769-6021 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925
 三重営業所 ☎059-350-3844 沖縄駐在所 ☎098-941-5320
 京都営業所 ☎075-603-4826
 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118