



Design Your Voice

Hakuzo

清拭用ウェットタオル

# ハクゾウすっきりタオル

肌触りのよいレーヨン不織布を使用した個包装の清拭用ディスポータオルです。

エンボス・  
メッシュタイプ  
の計4種類

エンボスタイプ

メッシュタイプ



メッシュタイプ

エンボスタイプ

成分：水、食品添加物殺菌料NaClO<sub>2</sub>

素材：レーヨン、PET

## 【製品特長】

- 個包装なので、布タオルに比べて清潔で交差感染のリスクを低減できます。
- 規格が豊富にございますので、使用部位に応じてお選びすることができます。
- 厚手の不織布なので、汚れが手につきにくく良い肌触りです。
- 電子レンジや保温器に入れて温めてご使用できます。  
(電子レンジで温める場合は袋を開封して温めてください。)

使用期限：製造日から1年

## 【主な使用用途】

- 入浴できない方への身体の拭き取りに。
- 顔、手拭き用に。
- 皮膚に付着した便の拭き取りに。
- 救急災害時の拭き取りに。

※水洗トイレに流さないでください。

品番	規格	包装	1梱入数	サイズ/ケース重量	JANコード
3081100	小判厚手(メッシュ) 280×180mm	100本	12袋/ケース	W573×D353×H410mm	4 958286 715520
				約22kg	
3081101	中判厚手(メッシュ) 280×300mm	100本	10袋/ケース	W573×D353×H479mm	4 958286 715483
				約33kg	
3081102	大判厚手(メッシュ) 280×600mm	50本	6袋/ケース	W573×D353×H279mm	4 958286 715490
				約19kg	
3081103	大判(エンボス) 280×600mm	50本	8袋/ケース	W573×D353×H254mm	4 958286 715506
				約15kg	

※詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号  
TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634  
 東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975  
 北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188  
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921  
 仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253  
 関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009  
 西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013  
 名古屋支店 ☎052-769-6021 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925  
 三重営業所 ☎059-350-3844 沖縄駐在所 ☎098-941-5320  
 京都営業所 ☎075-603-4826  
 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118