

一般医療機器

届出番号 27B2X00243000077

容器入滅菌綿球



Design Your Voice

Hakuzo

ドライプレット®

滅菌済

Dry Puretto | Sterile Cotton Balls

薬液を直接容器に注いで使用できるEOG滅菌済カップ入り綿球です。



感染防止対策に 開封するまで清潔に保たれるので、感染防止対策にも好適です。

業務の省力化に 容器の洗浄・包装・滅菌の必要がなくなります。



製品特長① 持ちやすい形状



持ちやすい形状の容器となっていますので、しっかり手にフィットします。



4ポケット

3ポケット

製品特長② 絞りやすい形状



綿球の余分な薬液を絞る際に、押し付けやすいように角度の緩いスロープを設け、カップの溝でも絞ることができます。

製品特長③ 薬液使用量の削減



形に無駄のないカップ形状なので、注いだ薬液を効率よく吸収、綿球全体に浸透。薬液の入れすぎを防止します。

製品特長④ コンパクトに廃棄



使用後は、容器を重ねてコンパクトに廃棄することができ、廃棄コストの削減につながります。

※写真は、容器を7個重ねた状態。

医04 整形用品
一般医療機器 コットンボール JMDNコード 11028000

ドライレット

再使用禁止

【禁忌・禁止】
・再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

** 綿100%の脱脂綿を球状とし、カルメロースナトリウムで表面加工後に酸化エチレンガス(EOG)による滅菌を行ったものである。
本品はカップ形状のプラスチック容器入である。

【使用目的又は効果】

様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる綿繊維の球状の塊をいう。

【使用方法等】

使用目的に応じ、滅菌容器から取り出し、適宜使用する。

【使用上の注意】

・重要な基本的注意

** 1) 体内に留置しないこと。
2) 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
3) 包装開封後、速やかに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

2. 有効期間

本品の容器若しくは被包に記載

** [自己認証(自社データ)による(使用期限参照)]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者

ハクゾウメディカル株式会社
大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

** <http://www.hakuzo.co.jp/>
TEL 06-6942-0451(代)

添付文書をお求めの場合は下記サイトからダウンロードいただくか、弊社営業までご連絡ください。
<http://www.info.pmda.go.jp/>
<http://www.hakuzo.co.jp/>

品番	種類	包装	1梱入数	JANコード
3041401	No.14 1球 (3ポケット)	1球/個×24個/箱	6箱	
3041402	No.14 2球 (3ポケット)	2球/個×24個/箱	6箱	
3041403	No.14 3球 (3ポケット)	3球/個×24個/箱	6箱	
3041405	No.14 5球 (4ポケット)	5球/個×24個/箱	6箱	
3042001	No.20 1球 (3ポケット)	1球/個×24個/箱	6箱	
3042002	No.20 2球 (3ポケット)	2球/個×24個/箱	6箱	
3042003	No.20 3球 (3ポケット)	3球/個×24個/箱	6箱	

品番	種類	包装	1梱入数	JANコード
3042005	No.20 5球 (4ポケット)	5球/個×24個/箱	6箱	
3042501	No.25 1球 (3ポケット)	1球/個×24個/箱	6箱	
3042502	No.25 2球 (3ポケット)	2球/個×24個/箱	6箱	
3042503	No.25 3球 (3ポケット)	3球/個×24個/箱	6箱	
3042505	No.25 5球 (4ポケット)	5球/個×24個/箱	6箱	
3043001	No.30 1球 (3ポケット)	1球/個×24個/箱	6箱	
3043002	No.30 2球 (3ポケット)	2球/個×24個/箱	6箱	
3043003	No.30 3球 (3ポケット)	3球/個×24個/箱	6箱	

※詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎ 06-6809-4318 阪神営業所 ☎ 078-262-1634
東京支店 ☎ 03-3522-6720 神戸営業所 ☎ 078-940-8975
北大阪支店 ☎ 072-653-4045 広島営業所 ☎ 082-849-4188
南大阪支店 ☎ 0721-20-2900 福岡営業所 ☎ 092-481-5921
仙台営業所 ☎ 022-393-7434 熊本営業所 ☎ 096-345-2253
関東営業所 ☎ 03-5809-4780 札幌駐在所 ☎ 011-788-8009
西東京営業所 ☎ 042-646-0451 北陸駐在所 ☎ 076-225-8013
名古屋支店 ☎ 052-769-6021 鹿児島駐在所 ☎ 099-296-1925
三重営業所 ☎ 059-350-3844 沖縄駐在所 ☎ 098-941-5320
京都営業所 ☎ 075-603-4826
大阪中央営業所 ☎ 06-6943-6118