

一般医療機器

コットンボール  
届出番号27B2X00243000090



Design Your Voice

Hakuzo

# CLプレット

[蓋付容器入滅菌綿球]

EOG滅菌済

万能壺に替わるディスポタイプの  
蓋付容器を使用した製品です。



## CLプレットを使えば

### 安全性

滅菌済ディスポ製品の為、医療現場での危険性や業務の負担を削減できます。

### 利便性

緊急時に即使用でき、使用后即廃棄できるので処理が便利です。

### 経済性

- ディスポ製品の為、汚染器材の再生処理に要する経費が掛かりません。
- 綿球にサイズ・入数を豊富に揃えていますので、現場での処置に応じて選ぶことができ、医療機関での調製に比べ消毒薬・綿球使用量の削減につながります。

ハクゾウメディカル株式会社



# CLプレット



[ 蓋付容器入滅菌綿球 ]

EOG 滅菌済

\*\*\*2017年 4月 改訂(第3版)(新記載要領に基づく改訂) 届出番号27B2X00243000090  
 \*2009年 10月 改訂(第2版) 医04 整形用品  
 一般医療機器 コットンボール 11028000

## CLプレット

再使用禁止

**【禁忌・禁止】**

- 1.再使用禁止
- 2.体内には使用しないこと。

**【形状、構造及び原理等】**

\* 綿100%の脱脂綿を球状とし、カルボキシメチルセルロースで表面加工後、酸化エチレンガスによる滅菌を行ったものである。本品はフタ付きのプラスチック容器入である。

種類	規格	包装
No.14 5球入	直径約14mm	12個/箱
No.14 10球入	直径約14mm	12個/箱
No.14 20球入	直径約14mm	12個/箱
No.20 5球入	直径約20mm	12個/箱
No.20 10球入	直径約20mm	12個/箱
No.20 20球入	直径約20mm	12個/箱
No.25 5球入	直径約25mm	12個/箱
No.25 10球入	直径約25mm	12個/箱
No.30 5球入	直径約30mm	12個/箱
No.40 3球入	直径約40mm	12個/箱

但し、上記以外の別注仕様の製品については、容器若しくは被包に内容量又は入数を表示する。

**【使用目的、又は効果】**

様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる綿繊維の球状の塊をいう。

**【使用方法等】**

\* 使用目的に応じ、滅菌袋から取り出し適宜使用する。

**【使用上の注意】**

- 重要な基本的注意
- 1.体内に留置しないこと。
- 2.本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
- 3.包装開封後、速やかに使用すること。

**【保管方法及び有効期間等】**

1.保管方法  
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

**\*\* 2.有効期間**

本品の容器若しくは梱包に記載  
【自己認証(自社データ)による(使用期限参照)】

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

- 製造販売業者  
ハクゾウメディカル株式会社
- \* 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
- \*\* <http://www.hakuzo.co.jp>
- TEL 06-6942-0451(代)

添付文書が必要な場合はお申し出ください

品番	種類	包装	1梱入数	JANコード
1270001	No.14 5球	5球/個×12個/箱	6箱	4 958286 320113
1270002	No.14 10球	10球/個×12個/箱	6箱	4 958286 320120
1270011	No.14 20球	20球/個×12個/箱	6箱	4 958286 320137
1270003	No.20 5球	5球/個×12個/箱	6箱	4 958286 320144
1270004	No.20 10球	10球/個×12個/箱	6箱	4 958286 320151

品番	種類	包装	1梱入数	JANコード
1270012	No.20 20球	20球/個×12個/箱	6箱	4 958286 320168
1270005	No.25 5球	5球/個×12個/箱	6箱	4 958286 320175
1270006	No.25 10球	10球/個×12個/箱	6箱	4 958286 320182
1270007	No.30 5球	5球/個×12個/箱	6箱	4 958286 320199
1270008	No.40 3球	3球/個×12個/箱	6箱	4 958286 320205

詳細は各営業にお問い合わせください。



### ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号  
 TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 本社営業課 ☎06-6809-4318   | 阪神営業所 ☎078-262-1634  |
| 東京支店 ☎03-3522-6720    | 神戸営業所 ☎078-940-8975  |
| 北大阪支店 ☎072-653-4045   | 広島営業所 ☎082-849-4188  |
| 南大阪支店 ☎0721-20-2900   | 福岡営業所 ☎092-481-5921  |
| 仙台営業所 ☎022-393-7434   | 熊本営業所 ☎096-345-2253  |
| 関東営業所 ☎03-5809-4780   | 札幌駐在所 ☎011-788-8009  |
| 西東京営業所 ☎042-646-0451  | 北陸駐在所 ☎076-225-8013  |
| 名古屋支店 ☎052-769-6021   | 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925 |
| 三重営業所 ☎059-350-3844   | 沖縄駐在所 ☎098-941-5320  |
| 京都営業所 ☎075-603-4826   |                      |
| 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 |                      |